



## 鼠抗相思子毒素配对单克隆抗体

### 鼠抗相思子毒素配对单克隆抗体

中文名称：鼠抗相思子毒素配对单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-Phaseolus toxin paired monoclonal antibody

抗体货号：ml300587

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

亚型：IgG

特异性：与其他物种没有交叉反应

应用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC，7E8-22E7，默认前者标记后者划线

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

储存：-20℃，避免反复冻融

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**