



鼠抗杂色曲霉素(STG)单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

杂色曲霉素(Sterigmatocystin/STG)是一类结构类似的化合物, 主要由杂色曲霉(Aspergillus versicolor)和构巢曲霉(A.nidulans)等真菌产生。

鼠抗杂色曲霉素 (STG) 单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗杂色曲霉素 (STG) 单克隆抗体

英文名称： Mouse Monoclonal Antibody Against Aspergillus Versicolor (STG)

抗体货号： ml300588

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.1ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： 杂色曲霉素 (STG) 偶联全抗原

杂色曲霉素 (STG) 偶联全抗原参数

中文名称： 杂色曲霉素 (STG) 偶联全抗原

英文名称： Aspergillus versicolor (STG) -Protein Conjugate

抗原货号： XXXX

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有效期： 2 年，避免反复冻融



www.mlbio.cn

[微信公众号](#)

[手机官网](#)

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com