



FITC 标记狂犬病毒 N 蛋白单克隆抗体

备注

异硫氰酸荧光素 (fluorescein isothiocyanate, FITC) FITC 纯品为黄色或橙黄色结晶粉末, 易溶于水和酒精溶剂。有两种异构体, 其中异构体 I 型在效率、稳定性与蛋白质结合力等方面都更优良。FITC 分子量为 389.4, 最大吸收光波长为 490 ~ 495nm, 最大发射光波长为 520 ~ 530nm, 呈现明亮的黄绿色荧光。FITC 在冷暗干燥处可保存多年, 是目前应用最广泛的荧光素。其主要优点是人眼对黄绿色较为敏感, 通常切片标本中的绿色荧光少于红色。

FITC 标记狂犬病毒 N 蛋白单克隆抗体参数

中文名称： FITC 标记狂犬病毒 N 蛋白单克隆抗体

英文名称： FITC-labeled monoclonal antibody against rabies virus N
protein

抗体货号： ml109454

物理性状： 液体, 避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

www.mlbio.cn

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4

储 存： -20℃以下

有 效 期： 3 年，避免反复冻融



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com