


鼠抗高灵敏度赛庚啉单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

赛庚啉（二苯环庚啉）Cyproheptadine 为抗过敏药，对抗体内组胺对血管、支气管平滑肌的作用，从而消除过敏症状。赛庚啉可用于荨麻疹、湿疹、过敏性和接触性皮炎、皮肤瘙痒等过敏反应。



鼠抗高灵敏度赛庚啉单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗高灵敏度赛庚啉单克隆抗体

英文名称：Mouse Anti High sensitivity cyproheptadine Antibody

抗体货号：ml300593

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.3ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **高灵敏度赛庚啶偶联全抗原**

高灵敏度赛庚啶偶联全抗原参数

中文名称： 高灵敏度赛庚啶偶联全抗原

英文名称： High sensitivity cyproheptadine-Protein Conjugate

抗原货号： **XXXX**

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com