



抗苯唑西林单克隆抗体和抗原

抗苯唑西林单克隆抗体参数

中文名称： 抗苯唑西林单克隆抗体

英文名称： Anti-penzilin monoclonal antibody

抗体货号： ml108780

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgD1

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

胶体金灵敏度： 300ppb，完全消线

蛋白浓度： 6mg/ml

IC₅₀： 20ppb

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品：[苯唑西林抗原](#)

苯唑西林抗原参数

中文名称：苯唑西林抗原

英文名称：Penzilin antigen

抗原货号：ml108814

蛋白载体：BSA/OVA

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：8.0 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储存条件：-20℃以下

有效期：2年，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

胶体金效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com