


3-吲哚丁酸单克隆抗体与偶联全抗原



3-吲哚丁酸单克隆抗体参数

中文名称： 3-吲哚丁酸单克隆抗体

英文名称： 3-Indolebutyric acid Monoclonal Antibody

抗体货号： ml300600

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

www.mlbio.cn

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 4ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

www.mlbio.cn

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com