



# 内酰胺类抗体及抗原

**内酰胺类抗体参数**

中文名称： 内酰胺类抗体

英文名称： Lactam antibodies

抗体货号： ml108791

抗体来源： Eco.li 重组受体蛋白

交叉率

| $\beta$ -lactams | MRL(ug/L) | LOD(ug/L) | Cephalosporins | MRL(ug/L) | LOD(ug/L) |
|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| Penicillin G     | 4         | 2-4       | Cefquinome     | 20        | 15-20     |
| Ampicillin       | 4         | 3-4       | Cefacetrile    | 125       | 100       |
| Amoxicillin      | 4         | 3-4       | Cefalonium     | 20        | 18-20     |
| Oxacillin        | 30        | 6-8       | Cefazolin      | 50        | 50        |
| Cloxacillin      | 30        | 6-8       | Cefoperazone   | 50        | 40-50     |
| Dicloxacillin    | 30        | 6-8       | Cephapirin     | 60        | 50-60     |
| Nafcillin        | 30        | 20-30     | Ceftiofur      | 100       | 90-100    |

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC<sub>50</sub>： 0.3ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **内酰胺类偶联全抗原**

### **内酰胺类偶联全抗原参数**

中文名称： 内酰胺类偶联全抗原

英文名称： Lactam conjugated full antigen

抗原货号： ml108812

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址:** 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

**电 话:** 4008-898-798

**传 真:** 021-66980655

**E-MAIL:** 2881505699@qq.com