


鼠抗潮霉素 B 单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

潮霉素 B 为微黄褐色无定形粉末，有特殊气味，熔点 160-180℃。为弱碱，易溶于水、甲醇、乙醇，易与许多有机酸和无机酸生成盐。



鼠抗潮霉素 B 单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗潮霉素 B 单克隆抗体

英文名称：Mouse Anti Hygromycin B Monoclonal Antibody

抗体货号：ml108798

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀： 1ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **潮霉素 B 偶联全抗原**

潮霉素 B 偶联全抗原参数

中文名称： 潮霉素 B 偶联全抗原

英文名称： Hygromycin B -Protein Conjugate

抗原货号： ml108813

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com