

鼠抗 β -内酰胺酶配对单克隆抗体

鼠抗 β -内酰胺酶配对单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗 β -内酰胺酶配对单克隆抗体

英文名称：Product Name: Monoclonal mouse anti-B-Lactamase

抗体货号：ml108806

抗体亚型：IgG

纯化方式：亲和层析纯化，纯度>99%

缓冲液：PBS, pH 7.4, 0.09 % sodium azide (NaN₃)

规格：1mg/支

浓度：2-10mg/ml

储存：-20℃以下

抗原： β -内酰胺酶，纯度>99.5%，1mg/支

应用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC，17D2-18B9;配对检测病原，
均可用于划线和标记，默认前者标记后者划线。

特异性：与其他物种没有交叉反应

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com