



抗甲氧氯普胺单克隆抗体

抗甲氧氯普胺单克隆抗体参数

中文名称：抗甲氧氯普胺单克隆抗体

英文名称：metoclopramide monoclonal antibody

抗体货号：ml108828

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG2a

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

IC₅₀ : 0.25ppb

储 存：-20℃以下

蛋白浓度：5.5mg/ml

缓 冲 液：0.01M PBS PH7.4

有 效 期：3 年，避免反复冻融

胶体金灵敏度：15ppb，完全消线

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com