



抗头孢喹肟单克隆抗体

抗头孢喹肟单克隆抗体参数

中文名称：抗头孢喹肟单克隆抗体

英文名称：Anti-Cefquinome monoclonal antibody

抗体货号：ml108830

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgD2

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

IC₅₀：1-2 ppb

储存：-20℃以下

蛋白浓度：8mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

有效期：3 年，避免反复冻融

Elisa 灵敏度：0.2ppb

www.mlbio.cn

胶体金灵敏度：10ppb，完全消线



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com