



抗氨苄西林单克隆抗体

抗氨苄西林单克隆抗体参数

中文名称： 抗氨苄西林单克隆抗体

英文名称： Amoxicillin-resistant monoclonal antibody

抗体货号： ml108853

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA2

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

IC₅₀ : 0.1-0.2ppb

储 存： -20℃以下

蛋白浓度： 8mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4

有 效 期： 3 年，避免反复冻融

胶体金灵敏度： 10ppb，完全消线

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com