



鼠抗青霉素受体单克隆抗体

鼠抗青霉素受体单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗青霉素受体单克隆抗体

英文名称：Murine anti-penicillin receptor monoclonal antibody

抗体货号：ml108876

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

储 存：-20℃以下

缓 冲 液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

有 效 期：3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com