



氨苄西林(氨苄青霉素、阿莫西林)免疫抗原(免疫完全抗原)

氨苄西林(氨苄青霉素、阿莫西林)免疫抗原参数

中文名称： 氨苄西林(氨苄青霉素、阿莫西林)免疫抗原

英文名称： Amoxicillin (ampicillin, amoxicillin) immune antigen

抗原货号： ml108929

物理性状： 液体或者冻干固体

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

纯 度： 95%以上

用 途： 免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

蛋白浓度： 3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com