



氢氯噻嗪抗原

氢氯噻嗪抗原参数

中文名称： 氢氯噻嗪抗原

英文名称： Hydrochlorothiazide coupling antigen

抗原货号： ml109691

蛋白载体： BSA/OVA

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 7.5mg/ml

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4

储 存： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

胶体金效价： 1 : 40 以上 , 偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com