



抗西地那非单克隆抗体

抗西地那非单克隆抗体参数

中文名称： 抗西地那非单克隆抗体

英文名称： Anti-Sildenafil monoclonal antibody

抗体货号： ml109754

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG2

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 8mg/ml

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

IC₅₀ : 0.4ppb

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储存： -20℃以下

有效期： 2 年，避免反复冻融

胶体金灵敏度： 5ppb, 完全消线

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com