



抗氨丙单克隆抗体和抗原

抗氨丙单克隆抗体参数

中文名称： 抗氨丙单克隆抗体

英文名称： Anti- Amprolium monoclonal antibody

抗体货号： ml109236

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgD1

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

蛋白浓度： 6mg/ml

IC₅₀ : 30ppb

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

胶体金灵敏度： 500ppb, 完全消线

关联产品：[氨丙啉抗原](#)

氨丙啉抗原参数

中文名称：氨丙啉抗原

英文名称：Amprolium coupling antigen

抗原货号：ml109249

蛋白载体：BSA/OVA

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：8.0 mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储存条件：-20℃以下

有效期：2年，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

胶体金效价：1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com