



## 万古霉素抗原

### 万古霉素抗原参数

中文名称： 万古霉素抗原

英文名称： Vancomycin coupling antigen

抗原货号： ml109244

蛋白载体： BSA/OVA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

蛋白浓度： 8.0 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储存： -20℃以下

有效期： 2 年，避免反复冻融

胶体金效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**