



抗尼卡巴嗪代谢物单克隆抗体

抗尼卡巴嗪代谢物单克隆抗体参数

中文名称：抗尼卡巴嗪代谢物单克隆抗体

英文名称：Monoclonal antibody against nicotinamide metabolites

抗体货号：ml109279

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG2a

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1:400000 以上

蛋白浓度：8mg/ml

IC₅₀：5ppb

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

Elisa 灵敏度：0.5ppb

www.mlbio.cn

胶体金灵敏度：100ppb，完全消线



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com