


鼠抗啉虫脒单克隆抗体(啉虫脒抗原)

摘要

啉虫脒原药为白色结晶，含量 99%以上，熔点为 101 ~ 103.3℃，蒸气压 $<0.33 \times 10^{-6}$ Pa (25℃)，微溶于水，在水中溶解度为 4.2g/L，易溶于丙酮、甲醇、乙醇、二氯甲烷、氯仿、乙腈等。在中性或偏酸性介质中稳定，常温贮存稳定性为 2 年。pH 为 9 时，于 45℃逐渐水解。在日光下稳定。



鼠抗啉虫脒单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗啉虫脒单克隆抗体

英文名称： Monoclonal antibody against Acetamiprid in mice

抗体货号： ml300197

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.25ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **啶虫脒抗原**

啶虫脒抗原参数

中文名称： 啶虫脒抗原

英文名称： Acetamiprid whole antigen

抗原货号： ml109157

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com