


鼠抗多菌灵单克隆抗体(多菌灵抗原)

摘要

多菌灵分子式是 $C_9H_9N_3O_2$ ，本品为无味的粉末，在 $215 - 217^{\circ}C$ 时开始升华，大于 $290^{\circ}C$ 时熔融， $306^{\circ}C$ 时分解，不溶于水，微溶于丙酮、氯仿和其他有机溶剂。可溶于无机酸及醋酸，并形成相应的盐，化学性质稳定。多菌灵又名棉萎灵、苯并咪唑 44 号。多菌灵是一种广谱性杀菌剂，对多种作物由真菌(如半知菌、多子囊菌)引起的病害有防治效果。可用于叶面喷雾、种子处理和土壤处理等。



鼠抗多菌灵单克隆抗体抗体参数

中文名称：鼠抗多菌灵单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-carbendazim monoclonal antibody

抗体货号：ml300198

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgA

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀：0.5ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

关联产品：**多菌灵抗原**

多菌灵抗原参数

中文名称：多菌灵抗原

英文名称：Carbendazim antigen

抗原货号：ml300215

蛋白载体：BSA/OVA/KLH

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓 冲 液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

www.mlbio.cn

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com