


鼠抗氟虫腈单克隆抗体(氟虫腈抗原)

摘要

氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广，对害虫以胃毒作用为主，兼有触杀和一定的内吸作用，其作用机制在于阻碍昆虫 γ -氨基丁酸控制的氯化物代谢，因此对蚜虫、叶蝉、飞虱、鳞翅目幼虫、蝇类和鞘翅目等重要害虫有很高的杀虫活性，对作物无药害。该药剂可施于土壤，也可叶面喷雾。施于土壤能有效防治玉米根叶甲、金针虫和地老虎。叶面喷洒时，对小菜蛾、菜粉蝶、稻蓟马等均有高水平防效，且持效期长。



鼠抗氟虫腈单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗氟虫腈单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-fipronil monoclonal antibody

抗体货号：ml300199

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgA

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀：0.25ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

关联产品：[氟虫腈抗原](#)

氟虫腈抗原参数

中文名称：氟虫腈抗原

英文名称：Fipronil whole antigen

抗原货号：ml300216

蛋白载体：BSA/OVA/KLH

物理性状：液体，避免反复冻融

蛋白浓度：5.0 mg/ml

缓 冲 液：0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

www.mlbio.cn

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com