


鼠抗甲萘威单克隆抗体(甲萘威抗原)

摘要

甲萘威全名 1-萘基-N-甲基氨基甲酸酯，是无色至浅褐色晶体。甲萘威具有触杀及胃毒作用，能抑制害虫神经系统的胆碱酯酶使其致死。通常加工成粉剂和可湿性粉剂(见农药剂型)使用。由于杀虫谱广和毒性较低,在农业上应用颇广。



鼠抗甲萘威单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗甲萘威单克隆抗体

英文名称：Monoclonal antibody against carbaryl in mice

抗体货号：ml300200

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC₅₀ : 1.2ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **甲萘威抗原**

甲萘威抗原参数

中文名称： 甲萘威抗原

英文名称： Carbaryl whole antigen

抗原货号： ml108776

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com