


鼠抗甲霜灵单克隆抗体(甲霜灵抗原)

摘要

甲霜灵纯品外观为白色结晶体。m.p.71 ~ 72℃, 蒸气压 2.933×10^{-4} Pa (20℃), 相对密度 1.21 (20℃)。能溶于多种有机溶剂, 甲醇中溶解度为 65%, 水中溶解度为 0.71% (20℃)。在酸性及中性介质中较稳定。原粉为黄色至褐色粉末, 闪点 155℃ (闭皿式)。不易燃, 不爆炸, 无腐蚀性。



鼠抗甲霜灵单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗甲霜灵单克隆抗体

英文名称：Monoclonal Antibody Against Metalaxyl in Rats

抗体货号：ml300201

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgD

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 2.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **甲霜灵抗原**

甲霜灵抗原参数

中文名称： 甲霜灵抗原

英文名称： Metalaxyl Panantigen

抗原货号： ml108782

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com