


鼠抗可卡因单克隆抗体(可卡因抗原)

摘要

可卡因又称古柯碱，化学名称为苯甲基芽子碱，多呈白色晶体状，无臭，味苦而麻。在医疗中，它被用作局部麻醉药或血管收缩剂，由于其麻醉效果好，穿透力强，主要用于表面麻醉，但因毒性强，不宜注射。



鼠抗可卡因单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗可卡因单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-cocaine monoclonal antibody

抗体货号： ml300202

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： [可卡因抗原](#)

可卡因抗原参数

中文名称： 可卡因抗原

英文名称： Cocaine whole antigen

抗原货号： ml300218

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

www.mlbio.cn

免疫层析效价：1:40 以上，偶联比大于 1:60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com