


鼠抗克百威单克隆抗体(克百威抗原)

摘要

克百威是一种氨基甲酸酯类杀虫剂和杀线虫剂。1963 年由美国创制，1967 年推广。纯品为白色结晶，25℃时水中溶解度为 700ppm，在中性和酸性条件下较稳定，在碱性介质中不稳定，水解速度随 pH 值和温度的升高而加快。



鼠抗克百威单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗克百威单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-carbofuran monoclonal antibody

抗体货号： ml300203

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 2.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **克百威抗原**

克百威抗原参数

中文名称： 克百威抗原

英文名称： Carbofuran whole antigen

抗原货号： ml300219

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

www.mlbio.cn

免疫层析效价：1:40 以上，偶联比大于 1:60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com