


鼠抗氯吡啶脲单克隆抗体(氯吡啶脲抗原)

摘要

氯吡啶脲是白色固体粉末，易溶于丙酮，乙醇，二甲基亚砷，在水中溶解度为65mg/L。



鼠抗氯吡啶脲单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗氯吡啶脲单克隆抗体

英文名称：Mouse monoclonal antibody against chlorfenuron

抗体货号：ml300205

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.1ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **氯吡脲抗原**

氯吡脲抗原参数

中文名称： 氯吡脲抗原

英文名称： Full antigen of chlorfenuron

抗原货号： ml300221

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com