


鼠抗噻虫胺单克隆抗体(噻虫胺抗原)

摘要

噻虫胺是一种结晶固体粉末，分子式是 $C_6H_8ClN_5O_2S$ 。噻虫胺是新烟碱类中的一种杀虫剂，是一类高效安全、高选择性的新型杀虫剂，其作用与烟碱乙酰胆碱受体类似，具有触杀、胃毒和内吸活性。



鼠抗噻虫胺单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗噻虫胺单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-thiamethoxamine monoclonal antibody

抗体货号： ml300206

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **噻虫胺抗原**

噻虫胺抗原参数

中文名称： 噻虫胺抗原

英文名称： Thiamethoxamine whole antigen

抗原货号： ml108792

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

www.mlbio.cn

免疫层析效价：1:40 以上，偶联比大于 1:60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com