


鼠抗噻虫啉单克隆抗体(噻虫啉抗原)

摘要

噻虫啉为吡啶类化学农药杀虫剂，外观为乳白色粘稠状液体，用于防治黄瓜上的蚜虫。



鼠抗噻虫啉单克隆抗体参数

中文名称： 鼠抗噻虫啉单克隆抗体

英文名称： Mouse monoclonal antibody against thiametholine

抗体货号： ml300207

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.25ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **噻虫啉抗原**

噻虫啉抗原参数

中文名称： 噻虫啉抗原

英文名称： Thiacycline whole antigen

抗原货号： ml300222

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com