


鼠抗三甲氧苄胺嘧啶单克隆抗体(三甲氧苄胺嘧啶抗原)

摘要

三甲氧苄啶 (TMP) 甲氧苄啶钠英文名称: Trimethoprim, 又名甲氧苄氨嘧啶, TMP 钠增效磺胺;本品为白色或类白色结晶性粉末;无臭, 味苦。本品在氯仿中略溶, 在乙醇或丙酮中微溶, 在水中几乎不溶; 在冰醋酸中易溶。



鼠抗三甲氧苄胺嘧啶单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗三甲氧苄胺嘧啶单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-trimethoprim monoclonal antibody

抗体货号：ml300209

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.1ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **三甲氧苄胺嘧啶抗原**

三甲氧苄胺嘧啶抗原参数

中文名称： 三甲氧苄胺嘧啶抗原

英文名称： Trimethoprim antigen

抗原货号： ml300224

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com