


## 鼠抗天使粉单克隆抗体(天使粉抗原)

### 摘要

天使粉是一种有麻醉作用的致幻类药物，可在兽医中用作麻醉剂。



### 鼠抗天使粉单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗天使粉单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-angel powder monoclonal antibody

抗体货号：ml300227

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC<sub>50</sub> : 0.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： [天使粉抗原](#)

### **天使粉抗原参数**

中文名称： 天使粉抗原

英文名称： Angel powder antigen

抗原货号： ml300242

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**