


鼠抗异丙威单克隆抗体(异丙威抗原)

摘要

异丙威纯品为白色结晶粉末。180℃时分解。易溶于丙酮（400g/L）、二甲基甲酰胺、二甲基亚砷、环己烷，可溶于甲醇（125g/L）、乙醇、异丙醇，难溶于芳烃（二甲苯<50g/L），不溶于卤代烃和水（265mg/L）。



鼠抗异丙威单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗异丙威单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-isoprocab monoclonal antibody

抗体货号： ml300229

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **异丙威抗原**

异丙威抗原参数

中文名称： 异丙威抗原

英文名称： Isoprocarb whole antigen

抗原货号： ml300243

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

www.mlbio.cn

免疫层析效价：1:40 以上，偶联比大于 1:60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com