


鼠抗莱克多巴胺单克隆抗体(莱克多巴胺抗原)

摘要

莱克多巴胺：其硫酸盐为白色或近白色的结晶性粉末。无臭，味微苦。略溶于水，可溶于乙醇，微溶于乙醚。瘦肉精是一类药物，而不是某一种特定的药物，任何能够促进瘦肉生长、抑制肥肉生长的物质都可以叫做“瘦肉精”。



鼠抗莱克多巴胺单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗莱克多巴胺单克隆抗体

英文名称：Mouse Anti-ractopamine monoclonal antibody

抗体货号： ml300232

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG1

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.5ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **莱克多巴胺抗原**

莱克多巴胺抗原参数

中文名称： 莱克多巴胺抗原

英文名称： Ractopamine antigen

抗原货号： ml109999

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

www.mlbio.cn

免疫层析效价：1:40 以上，偶联比大于 1:60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com