


鼠抗氯丙那林单克隆抗体(氯丙那林抗原)

摘要

氯丙那林：白色结晶固体，其硫酸盐熔点 163-164°C，为白色或近白色的结晶性粉末。易溶于水，不溶于乙醚。



鼠抗氯丙那林单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗氯丙那林单克隆抗体

英文名称：Mouse monoclonal antibody against chlorpromenaline

抗体货号：ml300233

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG2

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 300000 以上

IC₅₀ : 1.2ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **氯丙那林抗原**

氯丙那林抗原参数

中文名称： 氯丙那林抗原

英文名称： Clopronaline whole antigen

抗体货号： ml300008

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com