


鼠抗氯丙嗪单克隆抗体(氯丙嗪抗原)

摘要

氯丙嗪是白色或类白色的结晶粉末，无臭、味苦，熔点 161℃，溶于水、乙醇，微溶于丙酮，不溶于乙醚。为中枢多巴胺受体的阻断剂，具有镇静、抗精神病、镇吐、降低体温及基础代谢、 α -肾上腺素能受体及 m-胆碱能受体阻断、抗组织胺、影响内分泌等作用。



鼠抗氯丙嗪单克隆抗体

中文名称：鼠抗氯丙嗪单克隆抗体

英文名称： Mouse anti-chlorpromazine monoclonal antibody

抗体货号： ml300234

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgA

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.2ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **氯丙嗪抗原**

氯丙嗪抗原参数

中文名称： 氯丙嗪抗原

英文名称： Chlorpromazine antigen

抗原货号： ml300010

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话： 4008-898-798

传 真： 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com