


鼠抗溴布特罗单克隆抗体(溴布特罗抗原)

摘要

溴布特罗：其硫酸盐为白色或近白色的结晶性粉末。无臭，味微苦。略溶于水，可溶于乙醇，微溶于乙醚。折射率：1.603 闪点：229.7°C 密度：1.591g/cm³ 沸点：456.2°Cat760mmHg。



鼠抗溴布特罗单克隆抗体

中文名称：鼠抗溴布特罗单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-bromobuterol monoclonal antibody

抗体货号：ml300239

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG2

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 0.05ppb(μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **溴布特罗抗原**

溴布特罗抗原参数

中文名称： 溴布特罗抗原

英文名称： Bromobuterol whole antigen

抗体货号： ml300004

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com