



青霉素等 4 中抗体区别

名称	检测种类	IC50	抗原实际名称	抗体实际名称	测试方式
青霉素类 抗原抗体	青霉素 G；氨苄 青霉素；阿莫西 林等	0.6ppb	青霉素 G-BSA	青霉素受体又 名青霉素结合 蛋白	竞争 ELISA
头孢类抗 原抗体	头孢噻夫；头孢 氨苄；头孢匹林 等	1ppb	头孢-BSA	鼠抗头孢类单 克隆抗体	竞争 ELISA
内酰胺酶 抗原抗体	内酰胺酶	1 微克/毫 升	内酰胺酶	鼠抗内酰胺酶 单克隆抗体	夹心 ELISA
四环素类 抗原抗体	四环素；多西环 素；金霉素等	0.6ppb	四环素-BSA	鼠抗四环素单 克隆抗体	竞争 ELISA
青霉素头 孢二合一	青霉素类和头 孢类	3ppb-10p pb	青霉素 G-BSA	青霉素受体又 名青霉素结合 蛋白	竞争 ELISA

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com