



鼠抗单纯疱疹病毒 HSV 2 型单克隆抗体

鼠抗单纯疱疹病毒 HSV 2 型单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗单纯疱疹病毒 HSV 2 型单克隆抗体

英文名称：Monoclonal mouse anti-Herpes simplex virus

抗体货号：ml300247

抗体亚型：IgG

缓冲液：PBS, pH 7.4, 0.09 % sodium azide (NaN₃)

储 存：-20℃以下

规 格：1mg/支

浓 度：2-10mg/ml

应 用：可于免疫层析、ELISA、WB、IHC

抗 原：单纯疱疹病毒，纯度>99.5%，1mg/支

有效期：3 年，避免反复冻融

特异性：在还原条件下纯化 HSV 免疫印迹与糖蛋白 D 条带对应的 56-64kD

条带反应，在非还原条件下与 HSV 感染的 Vero 细胞裂解液免疫

www.mlbio.cn

印迹与 120-140kD 条带反应。



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com