



金黄色葡萄球菌菌体抗原

金黄色葡萄球菌菌体抗原参数

中文名称：金黄色葡萄球菌菌体抗原

英文名称：Staphylococcus aureus cell antigen

抗体货号：ml300251

储 存：-20℃以下

背 景：体外培养富集，低速离心纯化得来，甲醛灭活

规 格：1mg/瓶，冻干品

效 价：推荐 ELISA 包被浓度 1:200，不同体系下效价不同

纯 度：>95%

应 用：可用于胶体金、ELISA、免疫等体外免疫诊断

缓冲液：0.01PBS+保护剂

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com