



鼠抗人血清白蛋白单克隆抗体

鼠抗人血清白蛋白单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗人血清白蛋白单克隆抗体

英文名称：Mouse anti-human serum albumin monoclonal antibody

抗体货号：ml300254

缓冲液成分：0.01M PBS、PH:7.2、N 防腐剂。

制备方法：大规模细胞培养或者单抗腹水中亲和提取。

产品纯度：请避光存放在-20℃。

储 存：-20℃以下

特异性：不和牛血清白蛋白、羊血清白蛋白发生结合。

有效期：3-5 年

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com