



兔抗辣根过氧化物酶抗体

兔抗辣根过氧化物酶抗体参数

中文名称：兔抗辣根过氧化物酶抗体

英文名称：Rabbit anti-larudase peroxidase antibody

抗体货号：ml300256

缓冲液成分：0.01M PBS、PH:7.2、N 防腐剂。

制备方法：本抗体以高纯度 HRP 为免疫原，多次免疫健康雄性实验大白兔，获得双扩散效价不低于 1：32 的免疫血清，再经 HRP 特异亲和纯化，最终溶于缓冲液中。

产品纯度：以抗体计不低于 90%。

储 存：-20℃以下

特异性：不和 OVA\BSA\酪蛋白发生结合。

有效期：3-5 年

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com