



兔抗人血清白蛋白抗体

兔抗人血清白蛋白抗体参数

中文名称：兔抗人血清白蛋白抗体

英文名称：Rabbit anti-human serum albumin antibody

抗体货号：ml300260

缓冲液成分：0.01M PBS、PH：7.2、N 防腐剂。

制备方法：本抗体以高纯度 HSA 为免疫原，多次免疫健康雄性实验白兔，获得双扩散效价不低于 1：32 的免疫血清，再经 HSA 特异亲和纯化，最终溶于缓冲液中。

产品纯度：以抗体计不低于 90%。

特 异 性：不和人 IgG\IgM\IgA\IgE 发生结合。

储存方法：3-5 年

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com