www.mlbio.cn



兔抗荧光素 FITC 抗体

兔抗荧光素 FITC 抗体参数

中文名称: 兔抗荧光素 FITC 抗体

英文名称: FITC-labeled rabbit anti-fluorescein antibody

抗体货号: ml300262

缓冲液成分: 0.01M PBS、PH: 7.2、N 防腐剂。

制备方法: 本抗体以高纯度 KLH-FITC 为免疫原, 多次免疫健康雄性实验大白

兔,获得双扩散效价不低于 1:32 的免疫血清,再经 FITC 特异亲和纯化,最终

溶于缓冲液中。

产品纯度: 以抗体计不低于 90%。

特异性: 不和 OVA\BSA\酪蛋白发生结合。

储 存: -20℃以下

有效期: 3-5年

www.mlbio.cn







手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址:上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话: 4008-898-798

传真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com