



## 抗多拉菌素单克隆抗体

### 抗多拉菌素单克隆抗体参数

中文名称： 抗多拉菌素单克隆抗体

英文名称： Anti-Doramectin monoclonal antibody

抗体货号： ml109027

抗体来源： Balb/c 小鼠

抗体亚型： IgG2a

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

IC<sub>50</sub> : 2-3 ppb

蛋白浓度： 8mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

储存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

Elisa 灵敏度： 0.3ppb

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

胶体金灵敏度：20ppb，完全消线



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话： 4008-898-798**

**传 真： 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**