



## 吉他霉素免疫抗原(免疫完全抗原)

### 吉他霉素免疫抗原参数

中文名称： 吉他霉素免疫抗原

英文名称： Gentamicin immunogenic antigen

抗原货号： ml109091

物理性状： 液体或者冻干固体

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 100000 以上

蛋白浓度： 3.7 mg/ml-18.6 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4

纯度： 95%以上

用途： 免疫完全抗原，专门用于动物免疫制备高亲和力抗体使用

有效期： 2 年，避免反复冻融

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址:** 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

**电 话:** 4008-898-798

**传 真:** 021-66980655

**E-MAIL:** 2881505699@qq.com