



鼠抗促红细胞生成素单克隆抗体与偶联全抗原

摘要

促红细胞生成素（EPO）又称红细胞刺激因子、促红素，是一种人体内源性糖蛋白激素，可刺激红细胞生成。缺氧可刺激促红细胞生成素产生，早已有重组人促红细胞生成素用于临床，用于治疗肾功能不全合并的贫血、获得性免疫缺陷综合征/艾滋病本身或治疗引起的贫血、恶性肿瘤伴发的贫血及风湿病贫血等多种贫血。

鼠抗促红细胞生成素单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗促红细胞生成素单克隆抗体

英文名称：Mouse Anti Erythropoietin Monoclonal Antibody

抗体货号：ml109777

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀ : 1ppb(μg/Kg)

缓冲液 : 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存 : -20℃以下

有效期 : 3 年, 避免反复冻融

关联产品 : [促红细胞生成素偶联全抗原](#)

促红细胞生成素偶联全抗原参数

中文名称 : 促红细胞生成素偶联全抗原

英文名称 : Erythropoietin-Protein Conjugate

抗原货号 : ml109813

蛋白载体 : 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状 : 液体, 避免反复冻融

蛋白浓度 : 5.0 mg/ml

缓 冲 液 : 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储 存 : -20℃以下

有 效 期 : 2 年, 避免反复冻融

ELISA 效价 : 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价 : 1 : 40 以上, 偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com