



鼠抗胰岛素样生长因子组合蛋白 1 单克隆抗体与偶联全抗原

鼠抗胰岛素样生长因子组合蛋白 1 单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗胰岛素样生长因子组合蛋白 1 单克隆抗体

英文名称：Monoclonal Antibody Against Insulin Like Growth Factor
Binding Protein 1

抗体货号：ml109778

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 200000 以上

IC₅₀：1ppb(μg/Kg)

缓冲液：0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

关联产品：[胰岛素样生长因子组合蛋白 1 偶联全抗原](#)

胰岛素样生长因子组合蛋白 1 偶联全抗原参数

中文名称： 胰岛素样生长因子组合蛋白 1 偶联全抗原

英文名称： Lnsulin Like Growth Factor Combination Protein 1-Protein

Conjugate

抗体货号： ml109818

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存： -20℃以下

有效期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com