



甲状腺旁激素偶联全抗原 PTH-BSA

甲状腺旁激素偶联全抗原 PTH-BSA 参数

中文名称： 甲状腺旁激素偶联全抗原 PTH-BSA

英文名称： Thyroid hormone-associated antigen (PTH-BSA)

抗原货号： ml109779

蛋白载体： 牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白 BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1 : 30000 以上

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

免疫层析效价： 1 : 40 以上，偶联比大于 1 : 60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com