



亲和素标记抗体

亲和素标记抗体参数

中文名称：亲和素标记抗体

英文名称：Avidin labeled antibody

抗体货号：ml109806

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgG2a

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价：0.005M PBS 体系下 1 : 400000 以上

蛋白浓度：8mg/ml

缓冲液：0.01M PBS PH7.4

储 存：-20℃以下

有效期：3 年，避免反复冻融

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com