


鼠抗多粘菌素 E 单克隆抗体(多粘菌素 E 抗原)

摘要

多粘菌素 E 由多粘杆菌的培养液中提取，农用抗生素、杀菌剂。



鼠抗多粘菌素 E 单克隆抗体参数

中文名称：鼠抗多粘菌素 E 单克隆抗体

英文名称：Anti-Polymyxin E monoclonal antibody

抗体货号：ml300625

抗体来源：Balb/c 小鼠

抗体亚型：IgA

物理性状：液体，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1：300000 以上

IC₅₀： 0.5ppb (μg/Kg)

缓冲液： 0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

储 存： -20℃以下

有效期： 3 年，避免反复冻融

关联产品： **多粘菌素 E 抗原**

多粘菌素 E 抗原参数

中文名称： 多粘菌素 E 抗原

英文名称： Polymyxin E holoantigen

抗原货号： ml108917

蛋白载体： BSA/OVA/KLH

物理性状： 液体，避免反复冻融

蛋白浓度： 5.0 mg/ml

缓 冲 液： 0.01M PBS PH7.4 无防腐剂

储存条件： -20℃以下

有 效 期： 2 年，避免反复冻融

ELISA 效价： 0.005M PBS 体系下 1：30000 以上

免疫层析效价： 1：40 以上，偶联比大于 1：60

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电 话: 4008-898-798

传 真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com